





## Ficha técnica

### Dimensiones



### Componentes



### Instalación



### Descripción:

Contenedor de higiene femenina de instalación mural. Se trata de un contenedor cilíndrico en el cual se introduce el cartucho desechable. El cartucho se compone de una bolsa biodegradable con germicida y un cabezal con tapa basculante que impide acceder al interior de la bolsa. El modelo de 13 litros se puede introducir en una funda de acero inoxidable, a modo de embellecedor.

### Componentes y materiales:

**Contenedor cilíndrico:** consta de 2 piezas de plástico ABS listas para su ensamblaje.

**Cartucho desechable:** compuesto por un cabezal de polipropileno unido a una bolsa de polietileno.

**Germicida: SaniQuills** es un agente desinfectante granulado de color azul, ligeramente perfumado, compuesto de surfactante, aceites esenciales y alcohol isopropílico.

El sistema se completa con varios elementos (incluidos) necesarios para su funcionamiento e instalación: puerta oscilo-batiente para el cabezal, germicida y tres accesorios de instalación mural (incluye hoja de instrucciones).

### Características técnicas:

**Contenedor cilíndrico:** plástico ABS muy resistente y duradero

**Cartucho desechable:**

- cabezal de polipropileno con un colorante estándar más un TDPA® (aditivo para plásticos totalmente degradables)
- bolsa de polietileno más un aditivo TDPA®

Los aditivos TDPA® garantizan la degradabilidad y biodegradabilidad de los plásticos a los que son incorporados. No producen residuos dañinos, son seguros en entornos alimentarios y no son tóxicos. Para más información consulte [www.epi-global.com](http://www.epi-global.com).

**Germicida SaniQuills:**

Apariencia: gránulo azul

Fragancia: Perfume suave

pH: N/A

Punto de ebullición: No aplicable

Punto de inflamación: No aplicable

Biodegradable: Sí

Espuma: N/A

Toxicidad: Baja

Código Hazchem: No inflamable

Cronograma: N/A

Solubilidad: Totalmente soluble en agua

### Funcionamiento:

El cabezal desechable tiene fijada una bolsa de recogida de los residuos sanitarios, lo que permite una sustitución rápida, sencilla y totalmente higiénica. Retirando el cabezal del contenedor se traslada de manera conjunta la bolsa donde se han recogido los residuos sanitarios, sin ningún contacto con los mismos. La bolsa del cabezal desechable contiene un germicida **bio-granulado** con propiedades desodorantes y anti-bacterianas.

### Instalación:

**SaniBio** puede fijarse a la pared atornillado o pegado mediante adhesivo. Se incluyen accesorios e instrucciones de montaje (excepto tornillos, tacos y adhesivos).

### Embalaje:

Al suministrarse desmontados y apilados, tanto los cartuchos desechables como las bases cilíndricas ocupan muy poco volumen, con el consiguiente ahorro en materiales de embalaje.