



- ✓ Sin aldehídos
- ✓ Limpieza y desinfección en 1 solo paso
- ✓ Con inhibidores de corrosión

### Propiedades:

Desinfectante para todo tipo de superficies lavables de distintas zonas.

Desinfectante detergente desengrasante con alquilaminas y amonios cuaternarios, e inhibidores de corrosión.

### Espectro de acción:

**Bactericida, levaduricida, fungicida, virucida, micobactericida, tuberculicida.**

### Composición:

Alquilamina	14,00 g
Propionato de amonio cuaternario	9,00 g
Agua y excipientes	c.s.p.100g

### Modo de empleo:

Limpieza previa: mediante arrastre húmedo retirar los restos de la zona a tratar. Para limpiar y desinfectar, diluir el producto y aplicar en zig-zag con bayeta o fregona según el sistema de doble cubo. Dejar actuar el producto durante el tiempo indicado. Transcurrido el tiempo, en caso que se aprecien restos sobre la superficie a tratada, retirar con una bayeta húmeda o fregona y dejar secar. Desechar la solución al cambiar de sala o de zona.

Cumple las normas europeas:
✦ EN 14561 (*)
✦ EN 14562 (*)
✦ EN 14563 (*)
✦ EN 14476 (*)

(\*) Ensayos realizados en condiciones sucias

Microorganismo		Tiempo
<b>Bacterida</b>	<i>Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae</i>	5 minutos
<b>Levaduras</b>	<i>Candida albicans</i>	5 minutos
<b>Hongos</b>	<i>Aspergillus niger</i>	5 minutos
<b>Virus</b>	<i>Adenovirus 5</i>	5 minutos
<b>Micobacterias</b>	<i>Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae</i>	5 minutos

### Presentación:

SALLÓ KYRA, S.L. posee autorización para la fabricación de productos desinfectantes de ámbito clínico y antisépticos de piel intacta. Número de autorización de la AEMPS: nº 0471-DS.



Botellas de 500ml con vaso dosificador 20M	Cajas de 24 unidades
Botellas de 1000ml con vaso dosificador 20M	Cajas de 15 unidades
Garrafas de 5000ml	Cajas de 4 unidades
Garrafas de 20L	